

Термометр Ramili ET2003, ET2004 с гибким наконечником.

Показания могут варьироваться от 35,2°C до 36,8°C несмотря на то, что нормальной температурой принято считать 36,6°C. Ректальная температура (в полости рта) выше аксиллярной (под мышкой) на 0,5°C выше, ректальная (в прямой кишке) выше на 1,0°C. **Уход.** Протирайте термометр влажной спиртосодержащей салфеткой. Выключайте термометр после использования. **Использование.** Нажмите кнопку для включения. На дисплее отображаются все сегменты, затем данные последнего измерения, затем тестовую температуру 37°C. При температуре воздуха <32°C на дисплее отображается Lo°C. Если >=43°C, отображается Hi°C. Если на дисплее отображается °C, термометр готов к использованию. **Внимание!** Звуковой сигнал не является сигналом для завершения измерения. Он означает, что данные измерения повышаются, но не значительно. Рекомендуется удерживать термометр в течение 30-60 сек. после сигнала. При температуре >=37,8°C издаются короткие сигналы, при температуре <37,8 - длинные. **Прибор имеет мелкие детали, использовать только под присмотром взрослых. Хранить вне доступа для детей.**

1) Аксиллярное измерение. Во время измерения подмышечная впадина должна быть сухой и чистой, рука должна быть плотно прижатой к телу, подмышечная впадина должна быть закрытой. С медицинской точки зрения аксиллярное измерение не является высокоточным методом. В случае, когда не создается плотный контакт металлического наконечника с теплом в подмышечной впадине, то звуковой сигнал срабатывает раньше и значение температуры занижается. Продолжительность 20-30 секунд.

2) Оральное измерение. Поместите наконечник под язык, как можно ближе к дну языка (в подъязычную складку). Во время измерения держите рот закрытым. Продолжительность 10-15 сек. Нормальный диапазон составляет 35,7°C-37,3°C и зависит от положения наконечника во рту.

3) Ректальное измерение. Смажьте наконечник растворимым в воде гигиеничным смазочным материалом (не используйте тех. вазелин). Вставьте наконечник в прямую кишку на 1 см. Нормальный диапазон 36,2°C-37,7°C. Продолжительность 6-10 сек. Не используйте один и тот же термометр для ректального и орального измерений. Производитель **Ramili Group UK (Великобритания)**. Страна производства Китай. Поставщик ООО «ЦФО Групп», 125040, Россия, Москва, ул. Верхняя, д. 34. Телефон горячей линии +7 (499) 391-00-89. Гарантийный срок обслуживания 1 год.